

◆管理医療機器認証番号 218AIBZX00005000 (2006(H18)年 2 月 25 日認証)
 ◆米 国 特 許 第 7 3 6 1 9 1 7 号 2008(H20)年 4 月 22 日登録
 ◆日 本 特 許 第 4 2 5 7 3 3 1 号 2009(H21)年 2 月 21 日登録
 ◆管理医療機器認証番号 221AIBZX00018000 (2009(H21)年 3 月 19 日認証)

琉球温熱治療器

遠赤外線、マイナスイオン、ラジウム温泉の3つの効果が相乗的に得られるミネラル鉱石を温熱治療器として初めて採用しました。

ハンディタイプの温熱治療器で持ち運びが可能ですので、ご自宅で空いた時間に、旅行先で、忙しくて店舗までなかなか行く時間のない方等にお勧めです。

ラジウムやマイナスイオン量の違いにより 2 タイプご用意しておりますので、ご予算に合せてお買い求めいただけます。

型 番	本体の色(●は見本色)	価格(税込)
OCN型	ピンク●、ブルー●	98,000 円
OCN-R型	ネイビー●	178,500 円

※OCN-R 型は、OCN 型に比べラジウム、マイナスイオン量が約 3 倍程度多くなっています。

◆仕様(OCN 型、OCN-R 型共通)

定 格 電 圧	AC100V (AC アダプター使用)
消 費 電 力	最大 35W
温 度 制 御 動 作	位相 2 位置制御方式
温 度 セ ン サ ー	PTC 型サーミスタ
最 高 温 度	68℃
最 低 温 度	56℃
切 断 タイ マ ー	1 時間
温 度 過 昇 防 止	サーモスタット 140℃
重 さ	500g (アダプター含む)
外 形 寸 法	幅 67mm×高さ 55mm×奥行 240mm
電 源 シ ュ ー ズ	3.15A
包 装	1 包装：1 本体
【 付 属 品 】	【AC アダプター 1 個、電源ケーブル 1 本、取扱説明書(保証書付)】



OCN 型
(左)ピンク (右)ブルー




OCN-R 型
ネイビー

※温度は 5 段階調整が可能
 (56℃→59℃→62℃→65℃→68℃)
 ※ご購入日より 1 年間のメーカー保証付
 (一部有償修理となる場合もあります)
 ※安全上の理由により、1 時間で電源が自動的に切れる設計となっています。
 ※本製品を海外でご使用の場合は、国や地域(州)により変換プラグが必要になる場合がございますので、ご注意ください。
 ※本製品に使用されております **コンセントの形状(A タイプ：下図)** は、主に日本、アメリカ、カナダ、台湾、中国の一部地域等で使用されておりますが、**形状が同じでも指定電圧が異なる場合がございますので、指定電圧をよくご確認ください。**

電圧 100V、50/60Hz、1.2A

【ご購入の前に】

一度でもお使い頂いた琉球温熱治療器の返品は承っておりませんので、購入をご検討の方は、「琉球温熱療法」を実際に体感されてから購入なさることをお勧めしております。



図：コンセント(Aタイプ)

なお、別売りの「ミネラル鉱石マイナスイオンシート」をあて布としてお使い頂きますと、より大きな効果となります。このマイナスイオンシートは、スカーフやマフラー代わり等ご自由に、お洗濯表示() に従い、繰り返し洗ってご使用いただけます。

品 名	サ イ ズ	価格(税込)	色見本
ミネラル鉱石マイナスイオンシート (レーヨン 35%、綿 35%、ポリエステル 30%)	長さ 110 cm×幅 50 cm	8,000円	生成り
	(ハーフ) 長さ 55 cm×幅 50 cm	4,300円	

※色見本は、イメージ色です。実物と印刷物とは色が多少異なりますのでご了承下さい。



琉球温熱療法院

〒901-2316 沖縄県中頭郡北中城村字安谷屋 1147 番地
 TEL：098-935-0075 (8:00~18:00)
 FAX：098-935-0079